

解锁沟通无限可能



听到Tobii Dynavox 是全球沟通辅具方面的专家, 我们全方位致力于帮助有沟通和肢体障碍的人士过上更丰富、更有意义的生活, 提供定制化的眼控仪、AAC辅助沟通设备、沟通软件、低科技教具以及培训课程等。

设备



TD I-Series 眼控一体机

TD I-Series 眼控一体机是一台可以完全用眼睛操作的Windows电脑, 充分考虑不同用户的需求, 可以独立地用眼睛操作Windows电脑的所有功能。

Windows 系统 | 支持眼控等多种模式操控 | 适障化整机定制 | 户外使用无障碍 | 扛摔防溅

支持眼控
支持触控
支持特殊开关



TD Pilot 派乐眼控设备

TD Pilot 派乐 是听到Tobii Dynavox与苹果Apple合作开发的iPad眼控设备, 是一款可以用眼睛控制的iPad。

iPadOS系统 | 支持眼控等多种模式操控 | 适障化整机定制 | 户外使用无障碍 | 10小时续航

支持眼控
支持触控
支持特殊开关



PCEye 眼控仪

PCEye是专业的眼控仪, 专为肢体障碍和沟通障碍的特殊需求人士设计, 轻巧便携, 以帮助沟通障碍用户实现独立操作电脑, 自由表达。

Windows 系统 | 户外使用无障碍 | 便于携带

支持眼控



TD Navio 纳维沟通平板

TD纳维是一款支持高度自定义化的AAC专用触控语音生成设备, 预装功能强大的AAC辅助沟通软件, 该设备采用的是iPadOS系统。

iPadOS系统 | 包含iPad | 最高18小时续航, 三种大小 | 包含保护壳

支持触控
支持特殊开关

支持眼控

支持触控

支持特殊开关

所有设备均可搭配支架使用, 并可适应不同环境。



更多关于设备的信息, 请访问:
<https://www.tobiidynavox.cn/collections/devices>

软件



TD Control 眼控软件

一款与眼控仪配套的控制软件,可替代鼠标和键盘,从而用眼控制Windows电脑。

支持眼控 | 兼容Windows系统 | 可用于画图/游戏 | 易于上手



TD Talk 沟通软件

一款简单易用的文字转语音APP,支持眼控和触控,让沟通更加自然高效。

支持眼控、触控 | 兼容Windows/iPadOS系统 | 智能联想功能 | 支持语音输出



TD Browse 眼控浏览器

用眼睛就能浏览网络,可仿照鼠标滚动、浏览和点击,并在这些功能之间自由切换。

支持眼控 | 兼容Windows系统 | 自定义浏览器



TD Phone 眼控电话

通过蓝牙与手机连接,用眼睛即可发送短信或打电话,进行高效沟通。

支持眼控 | 兼容Windows系统 | 支持语音输出



TD Snap 沟通软件

一款基于符号的AAC辅助沟通软件,可根据用户的能力和兴趣选择或编辑沟通页面,培养并实现快速表达。

符号支持 | 支持眼控、触控 | 兼容Windows/iPadOS系统 | 支持语音输出



Communicator 5 沟通软件

可提供丰富的AAC沟通内容,和眼控操作优化的工具,更适合有文字读写能力的用户。

文字/符号支持 | 支持眼控/触控 | 兼容Windows系统 | 支持语音输出



Snap Scene 场景式沟通软件

基于场景的即时沟通和语言学习软件,适用于年幼儿童或是重度失语症的早期干预设计。

图片支持 | 支持触控 | 兼容Windows/iPad OS系统 | 专为AAC沟通平板设计



Gaze Viewer 眼动追踪评估软件

一款专业的眼动追踪评估管理系统,与听到 Tobii Dynavox 眼控仪配合使用,用于数据记录、分析、管理等。

支持眼控 | 兼容Windows系统 | 评估工具



Sensory Eye FX 2 眼控训练系统

提供30个眼控游戏,用于早期眼控操作,分为5个训练等级。训练屏幕互动、眼球追踪、瞄准目标、选择等能力。

支持眼控 | 可自定义图片/视频 | 兼容Windows系统



更多关于软件、眼控键盘以及合成语音等,请访问:

<https://www.tobiidynavox.cn/collections/apps-software>

服务支持



培训支持

我们准备了丰富的培训课程, 系统地教您言语语言治疗的知识, 手把手带您进行实操, 在日常生活里帮助沟通障碍人士更好地表达, 解锁更大的可能性。



在线客服

关注下方听到 TobiiDynavox 微信公众号, 并回复【客服】, 我们的专业支持团队随时准备好回答您的疑问, 并帮助您解决各种难题。



线上商城

您可以在听到 Tobii Dynavox 有赞官方商城中查看产品并购买, 享受官方送货及服务。



保修政策

申请听到会员, 购买听到旗下所有 AAC发声设备可享5年质保。



联系我们

电话: 0512-62702820 (工作日09:00-17:00)

邮箱: sales.cn@tobiidynavox.com

地址: 上海市杨浦区霍山路398号光大安石中心 T2栋3楼

关注听到科技微信公众号, 了解更多产品及使用信息
或登录官网: tobiidynavox.cn

眼控仪开放租赁啦!

不确定适不适合? 不如先从试用开始
如若购买, 租金亦可抵扣!

